

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

# HI 96735

## MEDIDOR DE DUREZA

Estimado cliente,  
Gracias por elegir un producto Hanna. Este manual le facilitará la información necesaria para el correcto uso del instrumento. Léalo detenidamente antes de usarlo. Si necesita información técnica adicional, contacte con nosotros en el e-mail [sat@hanna.es](mailto:sat@hanna.es).

### INSPECCIÓN PRELIMINAR:

Realice una inspección minuciosa del instrumento. Asegúrese de que no esté dañado. Si se han producido daños durante el transporte, notifíquelo a su distribuidor. Cada medidor de Iones específicos HI 96735 se suministra con:

- Dos cubetas con tapa para Muestras
- Pila de 9V
- Manual instrucciones

**Nota:** Guarde todo el material de embalaje hasta estar seguro de que el instrumento funciona correctamente. Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en el embalaje original.


### ESPECIFICACIONES

Rango	Rango Bajo 0 - 250 ppm Rango Medio 200 - 500 ppm Rango Alto 400 - 750 ppm
Resolución	1 ppm de 0 a 100 ppm 5 ppm de 100 a 750 ppm
Precisión	Rango bajo $\pm 5$ ppm o $\pm 4\%$ de la lectura, el que sea mayor Rango Medio $\pm 7$ ppm o $\pm 3\%$ de la lectura, el que sea mayor Rango Alto $\pm 10$ ppm o $\pm 2\%$ de la lectura, el que sea mayor
Desviación EMC típica	$\pm 5$ ppm
Fuente luminosa	Diodo electroluminiscente a 466 nm
Método	Adaptación del método 130.1 recomendado por la EPA. La reacción entre el calcio, el magnesio y los reactivos produce una coloración violeta rojiza en la muestra.
Detector de luz	Fotocélula de silicio
Cond. ambiente	0 - 50°C máx. 95% H.R. sin condensación
Tipo/Durac. pila	1 pila de 9 V/40 horas
Autoapagado	Después de 10 min sin usar el medidor
Dimensiones	180 x 83 x 46 mm
Peso	290 g

### REACTIVOS NECESARIOS:


Código	Descripción	Cantidad
HI93735A-00	Reactivo Indicador Dureza Rango Bajo	9,5ml/test
HI93735A-01	Reactivo Indicador Dureza Rango Medio	9,5ml/test
HI93735A-02	Reactivo Indicador Dureza Rango Alto	9,5ml/test
HI93735B	Reactivo Tampón Dureza	2 gotas
HI93735C	Reactivo Fijador	1 paquete

## DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:



- Tecla RANGE/GLP/▲**: Pulse para cambiar de parámetro, pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en *modo GLP*. En *modo calibración* pulse para editar fecha y hora.
- Tecla CAL CHECK**: Pulse para realizar la validación del medidor, o pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en *modo calibración*.
- Tecla ZERO/CFM**: Pulse para poner a cero el medidor antes de la medición, para confirmar valores editados o para confirmar restaurar calibración de fábrica.
- Tecla READ/►/TIMER**: En *modo medición*, pulse para realizar una medida, o mantenga pulsado durante 3 segundos para activar la cuenta atrás programada antes de la medida. En *modo GLP* pulse para ver la siguiente pantalla.
- Tecla ON/OFF**: para conectar y desconectar el medidor.
- Pantalla de cristal líquido (LCD).
- Indicador alineación de la cubeta.
- Célula de medición.


### DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DISPLAY:




- El esquema de medición (lámpara, cubeta, detector), aparece durante diferentes fases de la puesta a cero o de la medición
- Mensajes de error y advertencias
- El icono pila muestra el nivel de carga de la pila
- El reloj de arena aparece cuando una comprobación interna está en proceso
- Mensajes de estado
- El cronómetro aparece cuando el temporizador de reacción está funcionando
- Los iconos de mes, día y fecha aparecen cuando el display muestra una fecha
- Display principal de cuatro dígitos
- Unidades de medición
- Display secundario de cuatro dígitos

## MENSajes DE ERROR Y ADVERTENCIAS:


### EN LA LECTURA DEL ZERO



**Light High:** Hay demasiada luz para realizar una medición. Compruebe la preparación de la cubeta del cero.




**Light Low:** No hay suficiente luz para realizar una medición. Compruebe la preparación de la cubeta del cero.




**No Light:** El instrumento no puede ajustar el nivel de luz. Compruebe que las muestras no contengan detritos.

### EN LA LECTURA DE LA MUESTRA:




**Inverted cuvetts:** La cubeta de la muestra y la del cero están invertidas.



**Zero:** No se ha tomado una lectura cero. Siga las instrucciones del procedimiento de medición para poner a cero el medidor.




**Under range:** Un mensaje "0.00" parpadeante indica que la muestra absorbe menos luz que la referencia cero. Compruebe el procedimiento y asegúrese de que usa la misma cubeta para referencia (cero) y medición.




**Over Range:** Un valor parpadeante de la máxima concentración indica una condición por encima de rango. La concentración de la muestra está por encima del rango programado: diluya la muestra y vuelva a realizar el test.

### DURANTE EL PROCESO DE CALIBRACIÓN:



**Standard Low:** La lectura del estándar es más baja de lo esperado.




**Standard High:** La lectura del estándar es más alta de lo esperado.


### OTROS ERRORES Y ADVERTENCIAS:



**Cap error:** Aparece cuando entra luz externa en la célula de medición. Asegúrese de que la tapa de la cubeta esté presente.



**Cooling lamp:** El instrumento espera a que la lámpara se enfríe.



**Batería baja:** La pila debe ser sustituida.




**Batería agotada:** Indica que la pila está agotada y debe ser sustituida. Tras aparecer esta indicación, el medidor se desconectará. Cambie la pila para conectarlo de nuevo.

## PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN:


### PREPARACIÓN



1. Conecte el medidor pulsando **ON/OFF**.



2. Cuando suena un breve pitido y el display muestra guiones y "P1" (Rango bajo), "P2" (Rango medio), "P3" (Rango alto) el medidor está preparado. El código que aparece en el display secundario es el último parámetro que se ha seleccionado. Si es necesario, pulse **RANGE/GLP/▲** para cambiar de parámetro. El "ZERO" parpadeante indica que primero se ha de poner a cero el instrumento.




3. Añada 0.5 ml de la muestra a analizar a la cubeta. Rellenar la cubeta con la ayuda de la pipeta de plástico hasta la marca de 10 ml con la solución HI 93735A indicadora correspondiente al rango seleccionado.



4. Añada 2 gotas del reactivo HI 93735B coloque la tapa y agite. Inserte la cubeta en el portacubetas.



5. Pulse **ZERO/CFM** y los iconos lámpara, cubeta y detector aparecerán en el display, dependiendo de la fase de medición.



6. Tras unos pocos segundos, el display mostrará "-0.0-". El medidor está ahora a cero y listo para medición.



7. Retire la cubeta.

8. Añada un sobre del reactivo HI 93735C.

9. Ponga la tapa y agite la solución.



10. Coloque la cubeta en la célula de medición asegurándose de que la muestra de la tapa coincida perfectamente con la ranura.



11. Pulse y mantenga pulsado **READ/►/UNIT**. al final el equipo mostrará directamente la medida de Dureza en pantalla. Presione **READ/►/UNIT** repetidamente para cambiar las unidades de medida: mg/L, °F, °C y °E respectivamente. El factor de conversión es el siguiente:

1 mg/L = 0.1°F = 0.0556 °D = 0.07 °E

## INTERFERENCIAS para CLORO LIBRE y CLORO TOTAL:

- Puede haber interferencias por excesivo concentración de metales pesados
- Si la muestra es muy ácida, añada gotas extra del reactivo HI 93735B.

## PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN Y CALIBRACIÓN

**Atención:** No valide el instrumento con soluciones diferentes a los estándares **CAL CHECK™** de HANNA, en caso contrario se obtendrán resultados erróneos.

Para validar y calibrar de forma precisa, realice las pruebas a temperatura ambiente (18 a 25°C; 64.5 a 77.0°F).

## VALIDACION


**Nota:** La validación se realiza únicamente para el parámetro seleccionado. Para la validación completa del instrumento, deben seguir el procedimiento en cada uno de los parámetros.

1. Conecte el medidor pulsando **ON/OFF**.
2. Cuando suena un breve pitido y el display muestra guiones, el medidor está preparado.
3. Coloque la cubeta A del estándar **CAL CHECK™** HI 96735-11 en la célula de medición y asegúrese de que la muesca de la tapa coincida perfectamente con la ranura.
4. Pulse **ZERO/CFM** y los iconos lámpara, cubeta y detector aparecerán en el display, dependiendo de la fase de medición.
5. Tras unos pocos segundos, el display mostrará “-0.0-”. El medidor está ahora a cero y listo para validación.
6. Retire la cubeta.
7. Coloque la cubeta B del estándar **CAL CHECK™** HI 96735-11.

Asegúrese de que la muesca de la tapa coincida perfectamente con la ranura.

8. Pulse **CAL CHECK** y los iconos lámpara, cubeta y detector junto con el indicador “**CAL CHECK**” aparecerán en el display, dependiendo de la fase de medición.

9. Al final de la medición el display mostrará el valor estándar de validación. La lectura deberá estar dentro de las especificaciones indicadas en el Certificado del Estándar **CAL CHECK™**. Si el valor se encuentra fuera de especificaciones, compruebe que las cubetas estén libres de huellas dactilares, grasa o suciedad y repita la validación. Si los resultados siguen estando fuera de especificaciones, recalibre el instrumento.



## CALIBRACIÓN

**Nota:** Es posible interrumpir el procedimiento de calibración en cualquier momento pulsando las teclas **CAL CHECK** o **ON/OFF**.

Calibrando, sólo afecta al rango seleccionado.

1. Conecte el medidor pulsando **ON/OFF**.
2. Cuando suene un breve pitido y el display muestre guiones, el medidor está preparado.
3. Para cambiar de rango, simplemente pulse **RANGE/GLP/▲**.
4. Mantenga pulsado **CAL CHECK** durante tres segundos para entrar en *modo calibración*. El display mostrará “**CAL**” durante el procedimiento de calibración. El “**ZERO**” parpadeante indica que se debe poner a cero el instrumento.
5. Coloque la cubeta A del estándar **CAL CHECK™** HI 96735-11 en la célula de medición y asegúrese de que la muesca de la tapa coincida perfectamente con la ranura.
6. Pulse **ZERO/CFM** y los iconos lámpara, cubeta y detector aparecerán en el display, dependiendo de la fase de medición.
7. Tras unos pocos segundos, el display mostrará “-0.0-”. El medidor está ahora a cero y listo para calibrar. El “**READ**” parpadeante solicita el estándar de calibración para lectura.
8. Retire la cubeta.
9. Coloque la cubeta B del estándar **CAL CHECK™** HI 96735-11.


Asegúrese de que la muesca de la tapa coincida perfectamente con la ranura.

10. Pulse **READ/►/TIMER** y los iconos lámpara, cubeta y detector aparecerán en el display, dependiendo de la fase de medición.

11. El instrumento muestra durante 3 segundos el valor del estándar **CAL CHECK™**.

**Nota:** Si el display muestra “**STD HIGH**”, el valor del estándar es demasiado alto. Si

## CALIBRACIÓN



el display muestra “**STD LOW**”, el valor del estándar es demasiado bajo. Verifique que ambos estándares **CAL CHECK™** Cubetas A y B estén libres de huellas dactilares, grasa o suciedad y que estén correctamente insertados.

12. A continuación aparece la fecha de la última calibración (p.ej.: “01.08.2009”) en el display, ó “01.01.2009” si se ha seleccionado con anterioridad la calibración de fábrica. En ambos casos los dígitos de año parpadan listos para introducción de la fecha.

13. Pulse **RANGE/GLP/▲** para editar el año deseado (2009-2099). Si se mantiene la tecla pulsada, el número del año aumenta automáticamente.

14. Cuando se ha configurado el año correcto, pulse **ZERO/CFM** o **READ/►/TIMER** para confirmar. Ahora el display mostrará el mes parpadeante.

15. Pulse **RANGE/GLP/▲** para editar el mes deseado (01-12). Si se mantiene la tecla pulsada, el número del mes aumenta automáticamente.

16. Cuando se ha configurado el mes correcto, pulse **ZERO/CFM** o **READ/►/TIMER** para confirmar. Entonces el display mostrará el día parpadeante.

17. Pulse **RANGE/GLP/▲** para editar el día deseado (01-31). Si se mantiene la tecla pulsada, el número del día aumenta automáticamente.

**Nota:** Es posible cambiar la edición de día a año y a mes pulsando **READ/►/TIMER**.

18. Pulse **ZERO/CFM** para guardar la fecha de calibración.

19. El instrumento muestra “**Stor**” durante un segundo y se guarda la calibración.

20. El instrumento volverá automáticamente a *modo medición* mostrando guiones en el display.

## GLP

En *modo GLP*, puede ser consultada la última fecha de calibración del usuario y se puede restablecer la calibración de fábrica.

## ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN

1. Mantenga pulsado **RANGE/GLP/▲** durante tres segundos para entrar en *modo GLP*. El mes y día de calibración aparecerán en el display primario y el año en el display secundario.
2. Si no se ha realizado calibración, el mensaje de calibración de fábrica “**F.CAL**” aparecerá en el display primario y el instrumento volverá a *modo medición* tras tres segundos.

